

2022 年 3 月吉日

お客様各位

株式会社セルシード  
器材事業部門

## 細胞タイトジャンクションリアルタイムモニタリングシステム cellZscope3 発売開始のご案内

拝啓、貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。

平素より当社製品に格別なるご高配を賜りまして厚く御礼申し上げます。

さて、細胞タイトジャンクションリアルタイムモニタリングシステム「cellZscope」の新製品を発売いたしますのでご案内をさせていただきます。

敬具

○新製品販売開始：

2022 年 4 月

○新製品の特長：

cellZscope3 は最大 96 個の細胞培養インサートが設定でき、すべてのインサートを 30 秒で測定することが可能です。

よって反応がより早いサンプルを検出する事が可能となりました。

使用できるインサートのサイズは 6well、12well、24well で一度に複数種のサイズを使用して測定ができます。

また、cellZscope2 と同様にモジュールとステーションの分離が可能のため培地交換等がスムーズに行えます。

モジュール/ステーションは追加購入する事ができるため、導入初期は 24 個のインサートを測定する目的で導入し必要に応じて測定数量を増やすことができます。

各モデルの比較表は以下の通りとなります。

Model	測定 パラメーター	最大測定 ウェル数	使用可能インサート サイズ	市販品インサート 適合性	オートクレーブ (電極)	ドッキング ステーション	測定間隔
cellZscopeE	TER	6	6/12/24 well	✓	✓		6well/60分
cellZscope+	TER,Ccl	24	6/12/24 well	✓	✓		24well/20分
cellZscope2	TER,Ccl	24	6/12/24 well	✓	✓	✓	24well/5分
cellZscope3	TER,Ccl	96 (24×3)	6/12/24 well	✓	✓	✓	24(96)well/0.5分

製品の詳細についてはお問合せください。

○お問合わせ先：

株式会社セルシード

器材事業部門 担当 鈴木

〒135-0064

東京都江東区青海 2-5-10 テレコムセンタービル東棟 15F

TEL 03-6380-7490 FAX 03-6380-7491

E-Mail：sales.ccw@cellseed.com