

2022年4月1日～2022年7月31日受注分まで

CellSeed
Regenerate the Future

温度応答性細胞培養器材

UpCell® セレクションセット

約40%
OFF



お試しキャンペーン

トリプシン無しで細胞の培養、細胞シートを回収できる温度応答性細胞培養器材UpCell®が
期間限定で約40%オフで購入ができます。

セット内容は通常タイプ・高剥離タイプ・低剥離タイプの3種類です。

通常
タイプ

幅広い細胞種が
可能※

高剥離
タイプ

接着性の強い細胞
におすすめ
(VERO細胞など)

低剥離
タイプ

接着性の弱い細胞
におすすめ
(HEK293など)

※推奨
細胞種

- 間葉系幹細胞
- 筋芽細胞
- 腫瘍細胞
- A549
- マクロファージ
- 線維芽細胞
- 3T3
- 10T1/2
- 羊膜細胞
- 脂肪前駆細胞
- 樹状細胞(単球由来)
- CHO
- HEK293
- 破骨細胞
- HeLa 他
- HOS
- 表皮細胞(重層)
- 角膜上皮、膀胱上皮細胞
- 口腔粘膜細胞

品名	セット内容	サイズ (mm)	表面積	品番	包装	通常価格 (税抜)	OFF価格 (税抜)
UpCell® セレクションセット	3.5cm ディッシュタイプ ・UpCell®(通常品) ・High Detachment(高剥離) ・Low Detachment(低剥離)	40(D)×12(H)	8.8cm ²	CS9011	各5枚	¥37,000	¥23,000

仕様は改良のため予告なく変更する事があります。予めご了承ください。

本製品は医療機器ではなく、研究用に限定しております。

医薬品の製造、品質管理、各種診断、治療および研究など、その使用目的にかかわらず、人体には使用しないでください。

販売代理店

フナコシ株式会社 〒113-0033 東京都文京区本郷2丁目9番7号

<http://www.funakoshi.co.jp/> e-mail: info@funakoshi.co.jp

funakoshi

試薬に関して: Tel.03-5684-1620 Fax.03-5684-1775

e-mail: reagent@funakoshi.co.jp

機器に関して: Tel.03-5684-1619 Fax.03-5684-5643

e-mail: kiki@funakoshi.co.jp

販売代理店

CellSeed
Regenerate the Future

株式会社セルシード

〒135-0064

東京都江東区青海 2-5-10 テレコムセンタービル東棟15F

Email: sales.ccw@cellseed.com URL: <https://www.cellseed.com>

UpCell®/RepCell®で培養した細胞の観察や
培地交換時にぜひご使用ください。

デモ依頼大歓迎!

顕微鏡観察時の温度管理に。
培地交換時の温度管理に。



UpCell® RepCell® 専用

Thermo Plate® III



品名	UpCell® RepCell® 専用 Thermo Plate® III-x	UpCell® RepCell® 専用 Thermo Plate® III-s
構成品目	本体(サーモプレート)1台、コントローラー1台、 滅菌対応温度センサー1本、センサー線用延長ケーブル1本、 ソフトTEM(CD-ROM)1枚、USB ケーブル1本	本体(サーモプレート)1台、コントローラー1台
外形寸法(mm)	本体:W150 × D110 × H10 / コントローラー:W85 × D135 × H30	
重量	本体:約70g / コントローラー:約160g	
設定範囲/温度制度	室温~50℃ / ± 0.1℃(at37℃ / 室温25℃ / プレート中心部 / 東海ヒット測定条件にて)	
品番	CST007	CST008