お客様各位

2023 年 8 月吉日
株式会社セルシード
器材事業部門

UpCell®/RepCell® 専用 *Thermo Plate® Ⅲ*　価格改定のご案内

拝啓、貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。
平素より当社製品に格別なるご高配を賜りまして厚く御礼申し上げます。
さて、*UpCell®/RepCell®*専用 *Thermo Plate® Ⅲ* の価格を改定いたしますのでご案内をさせていただきます。

敬具

改定時期：2023 年 10 月 1 日受注分から
UpCell®/ RepCell® 専用　*ThermoPlate®Ⅲ*

品名	内容	品番	希望小売価格(税抜)
UpCell® / *RepCell®* 専用 *ThermoPlate® Ⅲ-X*	構成品目：本体（サーモプレート）　1台、コントローラー　1台 滅菌対応温度センサー　1本 センサー線用延長ケーブル　1本 ソフトTEM（CD-ROM）　1枚、USBケーブル　1本 設定範囲：室温～50℃ 温度精度：±0.1℃ (at 37℃/室温25℃/プレート中心部/東海ヒット測定条件にて) 外形寸法：本体　W150×D110×H10 (mm) コントローラー　W85×D135×H30 (mm) 重量　：本体　約70g　／　コントローラー　約160g	CST007	¥350,000
UpCell® / *RepCell®* 専用 *ThermoPlate® Ⅲ-S*	構成品目：本体（サーモプレート）　1台、コントローラー　1台 設定範囲：室温～50℃ 温度精度：±0.1℃ (at 37℃/室温25℃/プレート中心部/東海ヒット測定条件にて) 外形寸法：本体　W150×D110×H10 (mm) コントローラー　W85×D135×H30 (mm) 重量　：本体　約70g　／　コントローラー　約160g	CST008	¥320,000

※*ThermoPlate®Ⅲ-S*は、*ThermoPlate®Ⅲ-X*に付属する温度センサー、延長ケーブル、ソフト TEM(CD-ROM)+ケーブルを別途個別に購入する事は出来ませんので予めご了承下さい。

※*ThermoPlate®*は株式会社東海ヒットの登録商標です。

お問合わせ先：
株式会社セルシード　器材事業部門
〒135-0064　東京都江東区青海 2-5-10 テレコムセンタービル東棟 15F
TEL 03-6380-7490　　FAX 03-6380-7491
E-Mail：sales.ccw@cellseed.com