製品リスト／価格表(1)

UpCell® 細胞シート回収用温度応答性細胞培養器材

品名	サイズ(mm)	表面積	容量	品番	包装	希望小売価格(税抜)
96 Multi-well plate	86(L)×128(W)	0.33cm^2/well	0.4mL/well	CS1001	20枚	¥58,000
				CS1002	5枚	¥16,000
48 Multi-well plate	86(L)×128(W)	1.1cm^2/well	0.5mL/well	CS3001	20枚	¥58,000
				CS3011	5枚	¥16,000
24 Multi-well plate	86(L)×128(W)	1.9cm^2/well	1mL/well	CS3002	20枚	¥58,000
				CS3012	5枚	¥16,000
12 Multi-well plate	86(L)×128(W)	3.5cm^2/well	2mL/well	CS3003	20枚	¥58,000
				CS3013	5枚	¥16,000
6 Multi-well plate	86(L)×128(W)	9.6cm^2/well	3mL/well	CS3004	20枚	¥58,000
				CS3014	5枚	¥16,000
10cm dish	92(D)×17(H)	56.7cm^2	12.5mL	CS3005	20枚	¥96,000
				CS3015	5枚	¥26,000
6cm dish	60(D)×15(H)	21.5cm^2	5mL	CS3006	20枚	¥48,000
				CS3016	5枚	¥14,000
3.5cm dish	40(D)×12(H)	8.8cm^2	3mL	CS3007	20枚	¥39,000
				CS3017	5枚	¥11,000
高剥離 3.5cm dish	40(D)×12(H)	8.8cm^2	3mL	CS3101	20枚	¥63,000
				CS3111	5枚	¥17,000
低剥離 3.5cm dish	40(D)×12(H)	8.8cm^2	3mL	CS3102	20枚	¥63,000
				CS3112	5枚	¥17,000
T75 Flask	81(W)×136.1(L)* *キャップ及びネックを除く	75cm^2	260mL	CSUF075	20枚	¥100,000
				CSUF075S	4枚	¥22,000
T175 Flask	81(W)×136.1(L)* *キャップ及びネックを除く	175cm^2	mL	CSUF175	4枚	¥40,000
6well Cell Culture Insert	23(D) x 17(H)	4.2cm^2	0.4 μm ※ポアサイズ	CS3008	12個	¥40,000
セレクションセット （通常/高剥離/低剥離 ）	3.5㎝ dishと同じ	8.8cm^2	3mL	CS9011	各5枚	¥45,000

CellShifter™ *UpCell*® 専用 細胞シート回収用支持体

品名	サイズ(直径)	品番	包装	希望小売価格(税抜)
CellShifter™ For UpCell® 48 Multi-well plate	8mmϕ	CSD006	48枚	¥4,500
CellShifter™ For UpCell® 24 Multi-well plate	11mmϕ	CSD005	24枚	¥2,300
CellShifter™ For UpCell® 12 Multi-well plate	17mmϕ	CSD004	12枚	¥2,300
CellShifter™ For UpCell® 10cm dish	81mmϕ	CSD003	20枚	¥4,400
CellShifter™ For UpCell® 6cm dish	48mmϕ	CSD002	20枚	¥4,400
CellShifter™ For UpCell® 3.5cm dish	30mmϕ	CSD001	20枚	¥2,300
CellShifter™ For UpCell® 6 Multi-well plate				

検証済み細胞に関する最新データを下記ホームページにて掲載中!
www.cellseed.com

【 お願い 及び 注意事項 】

・EOG滅菌済みです(UpCell専用　細胞シート回収用ピンセット、練習用ゲルは未滅菌です)。
・仕様は改良の為、予告なく変更することがあります。予めご了承下さい。
・本製品は医療機器ではなく、研究用に限定しております。医薬品の製造、品質管理、各種診断、治療及び研究など、その使用目的に関わらず、人体には使用しないで下さい。
・「希望小売価格(税抜)」は参考であり、販売店様からの販売価格ではございません。
・希望小売価格は予告なしに改定される場合がありますので、ご注文の際にご確認下さい。（2023年4月1日現在）

CellSeed
Regenerate the Future

【製品に関するお問い合わせ】

株式会社セルシード
〒135-0064　東京都江東区青海2-5-10　テレコムセンタービル東棟15階
TEL: 03-6380-7490　FAX: 03-6380-7491
E-mail : sales.ccw@cellseed.com

製品リスト／価格表(2)

RepCell® 細胞回収用温度応答性細胞培養器材

品名	サイズ(mm)	表面積	容量	品番	包装	希望小売価格(税抜)
10cm dish	92(D)×17(H)	56.7cm^2	12.5mL	CS1005	20枚	¥96,000
				CS1015	5枚	¥26,000
6cm dish	60(D)×15(H)	21.5cm^2	5mL	CS1004	20枚	¥48,000
				CS1014	5枚	¥14,000
3.5cm dish	40(D)×12(H)	8.8cm^2	3mL	CS1003	20枚	¥39,000
				CS1013	5枚	¥11,000

HydroCell® 超低付着性細胞培養器材

品名	サイズ(mm)	表面積	容量	品番	包装	希望小売価格(税抜)
96 Multi-well plate (Flat-bottom)	86(L)×128(W)	0.33cm^2/well	0.4mL/well	CS2001	20枚	¥53,000
				CS2011	5枚	¥15,000
24 Multi-well plate	86(L)×128(W)	1.9cm^2/well	1mL/well	CS2006	20枚	¥53,000
				CS2016	5枚	¥15,000
12 Multi-well plate	86(L)×128(W)	3.5cm^2/well	2mL/well	CS2002	20枚	¥53,000
				CS2012	5枚	¥15,000
6 Multi-well plate	86(L)×128(W)	9.6cm^2/well	3mL/well	CS2008	20枚	¥53,000
				CS2018	5枚	¥15,000
10cm dish	92(D)×21(H)	56.7cm^2	12.5mL	CS2003	20枚	¥36,000
				CS2013	5枚	¥11,000
6cm dish	60(D)×15(H)	21.5cm^2	5mL	CS2004	20枚	¥30,000
				CS2014	5枚	¥9,000
3.5cm dish	40(D)×12(H)	8.8cm^2	3mL/well	CS2005	20枚	¥24,000
				CS2015	5枚	¥8,000
T75 Flask	81(W)×125(L)* *キャップ及びネックを除く	75cm^2	260mL	CSF075	20個	¥42,000
T25 Flask	50(W)×76(L)* *キャップ及びネックを除く	25cm^2	70mL	CSF025	12個	¥17,000

検証済み細胞に関する最新データを下記ホームページにて掲載中!
www.cellseed.com

【 お願い 及び 注意事項 】

・EOG滅菌済みです(UpCell専用　細胞シート回収用ピンセット、練習用ゲルは未滅菌です)。
・仕様は改良の為、予告なく変更することがあります。予めご了承下さい。
・本製品は医療機器ではなく、研究用に限定しております。医薬品の製造、品質管理、各種診断、治療及び研究など、その使用目的に関わらず、人体には使用しないで下さい。
・「希望小売価格(税抜)」は参考であり、販売店様からの販売価格ではございません。
・希望小売価格は予告なしに改定される場合がありますので、ご注文の際にご確認下さい。（2023年4月1日現在）

CellSeed
Regenerate the Future

【製品に関するお問い合わせ】

株式会社セルシード
〒135-0064　東京都江東区青海2-5-10　テレコムセンタービル東棟15階
TEL: 03-6380-7490　FAX: 03-6380-7491
E-mail : sales.ccw@cellseed.com

製品リスト／価格表(3)

UpCell® 専用 細胞シート回収用ピンセット

品名	材質	長さ	品番	包装／箱	希望小売価格(税抜)
タイプR	SUS304	126mm	CSP002	1本	¥8,700
タイプS	SUS304	126mm	CSP001	1本	¥2,400
タイプR・Sセット	SUS304	126mm	CSP003	2本(各1本)	¥9,600

※本製品は未滅菌となっております。滅菌してからお使い下さい。

UpCell® 細胞シート関連商品

品名	セット内容	品番	希望小売価格(税抜)
細胞シート練習セット	CS3017 UpCell 3.5cm ディッシュ(5枚入) × 2 packs CSG002 練習用ゲル * × 2 packs CSD001 CellShifter 3.5cm用 (20枚入) × 2 packs CSP003 ピンセット2本(タイプR・S各1本)* × 1 pack	CSG001	¥41,000
練習用ゲル *	練習用ゲル 専用トレイ(ふたつき)	CSG002	¥3,400

＊ 練習用ゲルとピンセットは未滅菌です。

UpCell® 専用細胞シート積層化デバイス

品名	内容	品番	希望小売価格(税抜)
CellStamp for UpCell 3.5cm dish	スタンプ1個、 ストッパー1個、 モールド台1個、 モールド1個、 モールドリング1個、 スタンプホルダー1個、 スタンプ用フタ1個	CSS001	¥129,000
CellStamp for UpCell 24 well plate	スタンプホルダー1個、 スタンプ4個、 モールド台1個、 シリコンゴムモールド1個、 24ウェル積層化用フタ1個	CSS002	¥142,000

※本製品をご購入の際には【使用目的確認書】を事前にご提供頂く必要がありますので予めご了承下さい。

UpCell® / *RepCell*® 専用 ThermoPlateⅢ

品名	内容	品番	希望小売価格(税抜)
UpCell®/RepCell™専用 ThermoPlateⅢ-X	構成品目:本体(サーモプレート) 1台、コントローラー 1台 滅菌対応温度センサー 1本 センサー線用延長ケーブル 1本 ソフトTEM(CD-ROM) 1枚、USBケーブル 1本 設定範囲:室温～50℃ 温度精度:±0.1℃ (at 37℃/室温25℃/プレート中心部/東海ヒット測定条件にて) 外形寸法:本体 W150×D110×H10 (mm) コントローラー W85×D135×H30 (mm) 重量 :本体 約70g ／ コントローラー 約160g	CST007	¥280,000
UpCell®/RepCell™専用 ThermoPlateⅢ-S	構成品目:本体(サーモプレート) 1台、コントローラー 1台 設定範囲:室温～50℃ 温度精度:±0.1℃ (at 37℃/室温25℃/プレート中心部/東海ヒット測定条件にて) 外形寸法:本体 W150×D110×H10 (mm) コントローラー W85×D135×H30 (mm) 重量 :本体 約70g ／ コントローラー 約160g	CST008	¥250,000

※ThermoPlateⅢ-Sは、 Ⅲ-Xに付属する温度センサー、延長ケーブル、ソフトTEM(CD-ROM)+ケーブルを別途個別に購入する事は
出来ませんので予めご了承下さい。

【 お願い 及び 注意事項 】

・EOG滅菌済みです(UpCell専用 細胞シート回収用ピンセット、練習用ゲルは未滅菌です)。

・仕様は改良の為、予告なく変更することがあります。予めご了承下さい。

・本製品は医療機器ではなく、研究用に限定しております。医薬品の製造、品質管理、各種診断、治療及び研究など、その使用目的に関わらず、人体には使用しないで下さい。

・「希望小売価格(税抜)」は参考であり、販売店様からの販売価格ではございません。

・希望小売価格は予告なしに改定される場合がありますので、ご注文の際にご確認下さい。 (2023年4月1日現在)

CellSeed
Regenerate the Future

【製品に関するお問い合わせ】

株式会社セルシード
〒135-0064 東京都江東区青海2-5-10 テレコムセンタービル東棟15階
TEL: 03-6380-7490 FAX: 03-6380-7491
E-mail : sales.ccw@cellseed.com

製品リスト／価格表(4)

cellZscope　細胞タイトジャンクションリアルタイムモニタリングシステム

品名	内容	品番	希望小売価格*(税抜)
cellZscope+ **	・cellZscope+ CELL MODULE ・cellZscope+ CONTROLLER ・Software : cellZscope®control / analysis software on USB ・Operating Manual ・Software manual **別途電極セット(6well/12well/24well)を4セットが必要です** ※電極のウェルは組合せ自由です	CSZ101	¥6,100,000
cellZscope2 **	・cellZscope2 CELL MODULE ・cellZscope2 STATION ・cellZscope2 CONTROLLER ・Software : cellZscope®control / analysis software on USB ・Operating Manual ・Software manual **別途電極セット(6well/12well/24well)4セットが必要です** ※電極のウェルは組合せ自由です	CSZ201	¥8,500,000
cellZscope3 **	・cellZscope3 CELL MODULE ・cellZscope3 STATION ・cellZscope3 CONTROLLER ・Software : cellZscope®control / analysis software on USB ・Operating Manual ・Software manual **別途電極セット(6well/12well/24well)4セットが必要です** ※電極のウェルは組合せ自由です ※別途ご購入のcellZscope3 CELL MODULE を最大4台まで拡張可能 ※拡張後は最大96wellの測定が可能	CSZ401	¥13,000,000
cellZscopeE **	・cellZscopeE CELL MODULE ・cellZscopeE CONTROLLER ・Software : cellZscope®control / analysis software on USB ・Operating Manual ・Software manual **別途電極セット(6well/12well/24well)1セットが必要です**	CSZ301	¥2,300,000
Upgrade A	・cZsEコントローラーからcZsコントローラーへのアップグレード	CSZC401	¥3,500,000
Upgrade B	・ cZsEコントローラーからcZsコントローラーへのアップグレード ・ cellZscope+用セルモジュール ・ 追加電極セット（3セット）	CSZC402	¥5,600,000
cellZscope+/2 Electrode Set 24-well type	・cellZscope+/2共通 "24-well"タイプ電極セット（上部電極と下部電極各6個）	CSZ24107	¥170,000
cellZscope+/2 Electrode Set 12-well type	・cellZscope+/2共通 "12-well"タイプ電極セット（上部電極と下部電極各6個）	CSZ12107	¥170,000
cellZscope+/2 Electrode Set 6-well type	・cellZscope+/2共通 "6-well"タイプ電極セット（上部電極と下部電極各6個）	CSZ06107	¥170,000

*「希望小売価格」は参考であり、販売店様からの販売価格ではございません。 記載の希望小売価格は2023年4月1日現在の希望小売価格です。

**ノートパソコンは含みません。

【 お願い 及び 注意事項 】

・EOG滅菌済みです(UpCell専用　細胞シート回収用ピンセット、練習用ゲルは未滅菌です）。

・仕様は改良の為、予告なく変更することがあります。予めご了承下さい。

・本製品は医療機器ではなく、研究用に限定しております。医薬品の製造、品質管理、各種診断、治療及び研究など、その使用目的に関わらず、人体には使用しないで下さい。

・「希望小売価格(税抜)」は参考であり、販売店様からの販売価格ではございません。

・希望小売価格は予告なしに改定される場合がありますので、ご注文の際にご確認下さい。（2023年4月1日現在）

CellSeed
Regenerate the Future

【製品に関するお問い合わせ】

株式会社セルシード
〒135-0064　東京都江東区青海2-5-10　テレコムセンタービル東棟15階
TEL: 03-6380-7490　FAX: 03-6380-7491
E-mail : sales.ccw@cellseed.com